

Instructie voor het uitlezen van smartcodes

Smartcodes zijn een reeks letter en cijfers die u DV54 genereert. Deze code werkt als een barcode en bevat informatie over het gebruik en het functioneren van u DV54.

Hoe lees ik mijn smartcodes uit

(bij de DV54 AutoPlus is het niet nodig het apparaat eerst aan te zetten, bij de DV51, DV54 en DV56 is dit wel nodig)



Uitleg functie knoppen

- 1) aan/uit knop
- 2) Menuknop naar beneden/boven
- 3) Controle licht bevochter
- 4) Rampknop
- 5) Menuknop naar links
- 6) Menuknop naar rechts

(Fig 1)

1. Druk op met de menuknop naar links (**5**). Er komt nu ' Smartcodes 1-d' in u scherm te staan. Dit is de code van u laatste nacht. (**Fig 2**).
2. Als u met de menuknop naar beneden drukt (**2**) komt er 'smartcodes 7-d' te staan. Blijft u naar beneden drukken dan komt voor een volgens 30-d, 90-d en gebruiker (gebr.) op u scherm te staan (**Fig 3**).



(fig. 2)



(fig 3)

3. Heeft u een DV51, DV54 of DV56 dan drukt u op de aan/uitknop. Het apparaat staat nu uit. Heeft U een DV54 AutoPlus dan drukt u een keer met de menuknop naar rechts. Er komt dan UIT in u scherm te staan. Het apparaat staat nu uit.

Hier onder kunt u de smartcodes op schrijven:

SmartCode 1 dag: _____

SmartCode 7 dagen: _____

SmartCode 30 dagen: _____

SmartCode 90 dagen: _____

SmartCode Gebr. : _____

Indien u arts de smartcodes uitgelezen wil hebben dan kunt u dit formulier opsturen naar Total Care Groep B.V. Postbus 280, 5050 AG, Goirle. Gebruikt u de codes voor u zelf, dan kunt u deze uitlezen op www.sleepcube.com. Voor vragen kunt u ons tijdens kantooruren bellen naar 013-5313535.